

わずか**10分!**
高精度・新型コロナウイルス判定

bestthree®

COVID-19 IgM/IgG Antibody Detection Kit [Colloidal Gold Immunochromatography]

COVID-19 IgM/IgG 抗体検査キット

Bestthree社

(イムノクロマト法 金コロイド)



血液中の新型コロナウイルス
IgM/IgG抗体を
検出するためのキット

IgM/IgG抗体検査用の試薬キットで、
一度で検査ができます。
2種の抗体を検査することにより、
精度の高い検査が可能です。

抗体検査実施の
証明となる
『検査証明
キーホルダー』
付き



検査(イムノクロマト法)の仕組み



IgMが陽性で、IgGが陰性なら感染初期。IgMが陰性で、IgGが陽性なら治癒して免疫ができています。
Cだけなら、陰性で免疫もないことになります。

besthree®

血液から10分以内に 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体を検出します。




- シンプルな操作で、約15分で検出可能
- 目視で結果判定可能
- 必要な試薬は全てキットに同梱

PCR法が採取サンプル中のウイルス量の影響を受けやすいのに対して、
本キットでは血液の中に抗体が存在すれば検出できるため、サンプル採取方法や部位の影響を受けにくいです。

感染後1週間で、抗体は次のように検出できます。

※多少の個人差はあります。



中国で各500例以上(合計1,000例以上)の
臨床データ取得済み ※2020年5月時点

IgM抗体検出用キット
(臨床試験548例実施)

陽性判定率: 88.14%
陰性判定率: 100%
正診率: 98.72%

IgG抗体検出用キット
(臨床試験536例実施)

陽性判定率: 86.44%
陰性判定率: 100%
正診率: 98.51%



ヨーロッパ基準
CE
マーク取得

特定感染症一時金保険 付帯

**新型コロナウイルス感染症と診断(入院)された場合、
一時金10万円の支払いとなります。**

保険期間は商品購入(被保険者登録)の翌日午前0時から1か月間となります。

Order Information

商品名	適用サンプル	保管	使用期限
COVID-19 IgM/IgG 特定感染症保険付き抗体検査キット	血清・血漿・全血 (末梢血を含む)	4~30°C	12か月

[使用上の制限]

1. 本製品は定性検査のみ適用されます。
2. 新型コロナウイルスの感染について、本製品の検査結果だけではなく、他の方法による検査結果とあわせて総合的に判断してください。

- 本製品の使用は、研究用に限定して販売しております。
- 本製品の使用により発生した損害および損失について、弊社では責任を負いません。

※カットパンとアルコール消毒は付属品には含まれません。

〈製造元〉 Jjiangsu Besthree Biotechnology Co., Ltd.

〈販売元〉



ジャパンヘルスケアサービス株式会社
東京都中央区日本橋蛸殻町1-36-2 共和ビル4F
info@japan-hcs.com

〈販売代理店〉

株式会社エムプラン

〒142-0051 東京都品川区平塚1-7-7 MYビル3F

TEL.03-5749-3266 FAX.03-3782-6335